



Allgemeine Lager- und Haltbarkeitsbedingungen

1. Haltbarkeit

Mindestens 1 Jahr nach Herstellungsdatum

2. Lagerung

Dentalgipse sind trocken und bei stabilen Raumtemperaturen zu lagern.

Dentalgipse bitte nicht in Schubladen oder andere Gefäße umfüllen die vorher nicht gereinigt wurden, andernfalls können erhebliche Qualitätsveränderungen entstehen.

OBG Oberbergische Gipswerke GmbH

Büchlerhausen 22 • 51766 Engelskirchen • Germany

Telefon: +49 2263 / 9290535 Telefax: +49 2263 / 9290536

E-Mail: info@obg-gmbh.com