

DRUCKPARAMETER

# printodent GR-15 gingiva

Drucker: Prusa Medical One

---

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	100	9,4 / 25

---

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com*