

DRUCKPARAMETER

printodent GR-12 cast

Drucker: Flashforge Focus 6k

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	50	2,4 / 15
405	100	3,4 / 15

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - [dentoo.com](https://www.dentoo.com)*