

DRUCKPARAMETER

# printodent GR-15 gingiva

Drucker: Asiga

---

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	55.828
385	100	61.575
405	50	43.541
405	100	47.463

---

*Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com*