

DRUCKPARAMETER

printodent GR-13 model

Drucker: Shining3D L4D

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	100	3,6 / 10 / 20

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewähr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - [dentoo.com](https://www.dentoo.com)*