

DRUCKPARAMETER

printodent GR-20 MJF

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	21.384
385	100	37.62
405	50	12
405	100	14.727

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckervalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com