

DRUCKPARAMETER

printodent GR-14.2 denture HI

Drucker: MiiCraft Alpha 2K

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	100	2 / 20 / 190

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewähr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com*