

DRUCKPARAMETER

printodent GR-14.2 denture HI

Drucker: Flashforge Focus 6k

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	50	2 / 10
405	75	2,3 / 10
405	100	2,6 / 10

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com*