

DRUCKPARAMETER

printodent GR-17.1 temporary lt

Drucker: Anycubic Photon Mono X

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	100	2,2 / 50

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewähr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - [dentoo.com](https://www.dentoo.com)*